

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen is a medium-stable wrist orthosis with dual locking function. It can be fully opened and then loosely closed with Velcro and tightened with lacing. The user can choose to open it completely each time the orthosis is donned or doffed, or when only the lacing function is used. It is low cut to follow the hand's natural bend, and the area around the thumb allows the thenar muscles to work freely. The two-piece drawstring in combination with the Velcro closure allows for the adjustment of the width for a wider forearm. As the lacing is on the ulnar side, the risk of misalignment of the thumb is reduced. There is also an adjustable thumb band on the volar side. Due to the construction of the material, it is possible to slightly adjust the shape by trimming with scissors for optimal fit. Made in the airy and comfortable SELECTION® material with all the functions that this entails. The orthosis is 22 cm long, 4 cm longer than a SELECTION® Soft 35204. It has a removable mouldable aluminium spoon on the volar side.



Recommended Range Of Application

Aid recovery after radius fracture, soft tissue damage, inflammation, wear and tear, work-related overload, and in rheumatic or degenerative changes.

Contraindications

Not to be used for non-healed fractures.

Measurements

Wrist circumference.

Item No.	Model	Size	Measurement	L/R	Color
352091010	Multiopen	X-Small	<11 cm	Vänster	Svart
352091011	Multiopen	Small	11 - 14 cm	Vänster	Svart
352091012	Multiopen	Medium	14 - 17 cm	Vänster	Svart
352091013	Multiopen	Large	17 - 20 cm	Vänster	Svart
352091014	Multiopen	X-Large	20 - 23 cm	Vänster	Svart
352091015	Multiopen	XX-Large	23 - 26 cm	Vänster	Svart
352092010	Multiopen	X-Small	<11 cm	Höger	Svart
352092011	Multiopen	Small	11 - 14 cm	Höger	Svart
352092012	Multiopen	Medium	14 - 17 cm	Höger	Svart
352092013	Multiopen	Large	17 - 20 cm	Höger	Svart
352092014	Multiopen	X-Large	20 - 23 cm	Höger	Svart
352092015	Multiopen	XX-Large	23 - 26 cm	Höger	Svart